

YU-405B

Timaqo

AUTORIZOVANÝ
DISTRIBUTOR

yuwell

NÁVOD K POUŽITÍ

**KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR K
NEBULIZACI**



CS

HARMONIE ŽIVOTA

Vážený uživateli,

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Doufáme, že vybraný produkt splní vaše očekávání. V této souvislosti uvádíme některé důležité informace.

Timago International Group je polská společnost, která distribuuje rehabilitační a ortopedické zdravotnické výrobky do lékáren a obchodů se zdravotnickými potřebami. Denně se staráme o vaše pohodlí tím, že nabízíme vysoce kvalitní, funkční a bezpečné výrobky. Máme dlouholeté zkušenosti v tomto oboru. Prostřednictvím distributorů se naše výrobky dostávají k širokému okruhu uživatelů v Polsku a Evropě. Jako společnost jsme otevřeni vašim potřebám.

Chceme, aby naše výrobky byly používány vědomě a vhodným způsobem při léčbě a rehabilitaci a tím zlepšovat pohodlí a kvalitu života.

Dotazy na produkt - info@timago.com
Volejte +48 33 499 50 00
Více informací – timago.com

TIMAGO.COM

1. VLASTNOSTI

1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nebulizátor 405A/B s kompresorem se používá k inhalačnímu podávání léků pacientům s respiračními onemocněními. Jedná se o zařízení nové generace, vyrobené

naší společností s využitím inovací a vylepšení zavedených u podobných výrobků doma i v zahraničí.

1.2. VÝKON A PARAMETRY VÝROBKU

- Napájení:
 - Vstupní proud: AC 100-240V ~ 350mA, 50/60Hz
 - Výstupní proud: DC 12V, 1000mA
- Maximální rychlost nebulizace: $\geq 0,2\text{ml/min}$
- Průměr částic odpovídající mediánu rozložení hmotnosti: $3,9\mu\text{m}$
 - Procento rozprašovaných částic o průměru menším než $5\mu\text{m} > 65\%$
- Maximální tlak kompresního čerpadla: $\geq 0,1\text{MPa}$
- Volný průtok kompresního čerpadla: $\geq 3,5\text{ l/min}$
- Hluk: $\leq 55\text{dB(A)}$
- Čistá hmotnost:
 - P405A cca 260 g (samotná jednotka)
 - 405B cca 240 g (samotná jednotka)
- Velikost:
 - 405A cca 13 cm (délka) \times 6,5cm (šířka) \times 6,8 cm (V)
 - 405B cca 14,5 cm (délka) \times 8cm (šířka) \times 5,6 cm (V)
- Zakázaný stav: Ne
- Požadavky na elektrickou bezpečnost. Zařízení třídy II, aplikovaný typ dílu BF
- Typ provozu: přerušovaná práce - funguje 20 minut v 40-minutových intervalech.
- Běžné provozní podmínky:
 - Okolní teplota: $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, Relativní vlhkost:
 - $30\% \sim 75\%$
 - Tlak vzduchu: $86\text{KPa} \sim 106\text{KPa}$
- Omezení tykající se přepravy a skladování:
 - Okolní teplota: $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
 - Relativní vlhkost: $10\% \sim 93\%$
 - Tlak vzduchu: $70\text{KPa} \sim 106\text{KPa}$
 - Zkušební podmínky: Teplota okolí je 20°C a vlhkost 53%. Zkušební vzdálenost od aerosolové trysky je 10cm.
 - Roztok vzorku: 0,9% sůl (změna společně se změnou podmínek pro testování a roztoku pro zkoušku)


POKUD JE SKLADOVACÍ TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 50°C, SMÍ SE SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT POUZE PŘI TEPLOTĚ ODPOVÍDAJÍCÍ BĚŽNÝM PROVOZNÍM PODMÍNKÁM.



VÝROBEK SKLADUJTE NA DOBŘE VĚTRANÉM MÍSTĚ. ZABRÁŇTE PRUDKÝM NÁRAZŮM PŘI PŘEPRAVĚ.


1.3. KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI A PRINCIPY FUNGOVÁNÍ

1. Zdrojem tlaku je stejnosměrné kompresní čerpadlo.
2. Inovativní design, jednoduché ovládání, kompaktní, snadno skladovatelný a praktický.
3. Schématický diagram principu fungování
4. Stlačený vzduch, který je generován čerpadlem uvnitř hlavní jednotky a čerpán přes trysku, nasává lék díky podtlaku vytvořenému mezi tryskou a vzduchovou trubicou. Čerpány lék, který narazí na horní část přepážky, získá podobu velmi jemného aerosolu a poté je vymršťen ven.



Obr. 1

1.4. ELEKTRICKÉ SCHEMA



Obr. 2 Elektrické schéma

Údržbu elektrické části je třeba svěřit odborníkovi.

2. BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Abyste zajistili správné používání výrobku, měli byste se důkladně seznámit s tímto návodem a důsledně dodržovat jeho doporučení.


V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele.

2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE


Před instalací a uvedením spotřebiče do provozu zkontrolujte, zda je vzhled výrobku nezávadný a zda typ a počet dodaných položek odpovídá seznamu příslušenství,

dodanému se specifikací. V případě zjištění závad kontaktujte dodavatele.


2.2.SCHÉMA JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ A CELÉ JEDNOTKY




Obr. 3: Schéma součástí (405A)



Obr. 4: Schéma součástí (405B)




Obr. 5: Schématický diagram nebulizační sestavy a příslušenství




Obr. 6: Schématický diagram napájecího adaptéru

3. PŘÍPRAVA NEBULIZÁTORU K POUŽITÍ



1 Odstraňte kryt.



2 Nalijte přiměřené množství
předepsaného léku do nádoby
na léky.



3 Nasadte kryt a připojte náustek
nebo masku.







PODÁNÍ LÉKU NEBULIZACÍ MUSÍ PŘEDCHÁZET LÉKAŘSKÁ KONZULTACE.


NALIJTE PŘÍSLUŠNÉ MNOŽSTVÍ LÉKU DO NÁDOBKY NA LÉKY. NESMÍ SE PŘEKROČIT ÚROVEŇ OZNAČENOU JAKO MAXIMÁLNÍ. STUPNICE NA NÁDOBCE JE POUZE ORIENTAČNÍ. K PŘESNÉMU ODMĚŘENÍ MNOŽSTVÍ LÉKU POUŽIJTE STUPNICI NA INJEKČNÍ STRÍKAČCE NEBO LAHVIČCE.

PO NALITÍ LÉKU DO NÁDOBKY JEJ SPRÁVNĚ VLOŽTE DO PŘÍSTROJE. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE NÁDOBKU NEUPUSTILI A NEVYLILI OBSAH.


- 4 Nastavte tlačítko napájení do polohy vypnuťo ("o").



- 5 Připojte síťový adaptér k hlavní jednotce.



- 6 Zasuňte síťový adaptér do síťové zásuvky.





PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT ZÁSTRČKA ADAPTÉRU ZCELA ZASUNUTA DO SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

NEPŘIPOJUJTE ADAPTÉR DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY MOKRÝMA RUKAMA ANI JEJ NEODPOJUJTE ZE ZÁSUVKY.

3.1. POUŽITÍ RUKOJETI

Rukojeť slouží k umístění nádoby s léky do přístroje.





Tím jsou přípravné činnosti dokončeny.

Sada nebulizátoru obsahuje příslušenství. Kromě příslušenství a dalších produktů prodávaných s přístrojem by se neměly používat žádné jiné součásti.


4. POSTUP

- 1 Nastavte tlačítko napájení do polohy zapnuto (-)



- 2 Po spuštění hlavní jednotky připojte vzduchovou trubku ke konektoru v hlavní jednotce a k nádobce na léky:


- Připojte jeden konec k hlavní jednotce.
- Druhý konec připojte ke konektoru nádobky na léky.



ZKONTROLUJTE, ZDA JE VZDUCHOVÁ TRUBKA SPRÁVNĚ PŘIPOJENA K HLAVNÍ JEDNOTCE A K NÁDOBCE NA LÉKY.



3 Během léčby držte sadu nebulizátoru.



Inhalace pomocí náustku nebo masky

BĚHEM NEBULIZACE DRŽTE NÁUSTEK V ZAVŘENÝCH USTECH.

ÚHEL SKLONU NEBULIZÁTORU BY NEMĚL PŘESÁHNOUT 45 STUPŇŮ, JINAK SE MŮŽE LÉK DOSTAT DO ÚST A ROZPRAŠOVÁNÍ BUDE NEÚČINNÉ.

POKUD ZJISTÍTE JAKÉKOLI ABNORMALITY, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT.

BĚHEM NEBULIZACE VIZUÁLNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA Z NÁDOBKY VYCHÁZÍ AEROSOL. POKUD ROZPRAŠOVÁNA LÁTKA



VYCHÁZÍ NEPRAVIDELNĚ, JE TŘEBA OŠETŘENÍ OKAMŽITĚ UKONČIT.

PO POUŽITÍ MASKY NEBULIZÁTORU JE NUTNÉ OBLIČEJ OČISTIT; LÉK NESMÍ ZŮSTAT NA KŮŽI.

*OTÁČENÍM UZÁVĚRU LZE MNOŽSTVÍ AEROSOLU ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM UPRAVIT.



- 4 Po ošetření nastavte tlačítko do polohy vypnuto (o).



- 5 Odpojte nebulizátor od vzduchové trubky.

- 6 Zkontrolujte vzduchovou trubku. V trubce by neměla být kondenzace vodní páry nebo vlhkosti.

- 7 Odpojte vzduchovou trubku.

- 8 Vyměňte adaptér z elektrické zásuvky.



PŘI VYTAHOVÁNÍ ZE ZÁSUVKY NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ KABEL. PODRŽTE A VYTÁHNĚTE ADAPTÉR.

5. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

5.1. ČIŠTĚNÍ

Po každém použití je třeba dodržovat pokyny k čištění, aby se zabránilo zaschnutí zbytků léčiva v lahvičce a následně se zajistil účinný provoz disperzní jednotky a zabránilo se možným infekcím. Nejprve vyjměte přepážku a příslušenství, odstraňte z nádoby všechny zbývající léky a proveďte příslušný postup čištění nebo dezinfekce.

1. **Přepážka, maska a náustek**
 - Pro zajištění dostatečně účinného čištění opláchněte díly čistou vodou nebo je namočte na 15 minut do teplé vody. Do vody přidejte přiměřené množství octa a poté nechte díly uschnout na čistém místě.
2. **Hlavní jednotka a vzduchová trubka**
 - Očistěte vlhkým hadříkem a nechte uschnout.

5.2. ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ VODY Z VNITŘKU VZDUCHOVÉ TRUBKY:

1. Zkontrolujte, zda je vzduchová trubka připojena k hlavní jednotce.
2. Vyměňte vzduchovou trubku z nádoby na léky. Po zapnutí hlavní jednotky několikrát prstem zavřete výstupní otvor vzduchové trubky, abyste z ní odstranili kapky vody.

NEZAPOMEŇTE PO KAŽDÉM POUŽITÍ ODSTRANIT ZBYTKY LÉKU Z NÁDOBKY NA LÉKY. PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE POUŽIJTE ČERSTVÉ LÉKY.

VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ BY MĚLO BÝT PO ČIŠTĚNÍ VYSUŠENO A ULOŽENO NA ČISTÉM MÍSTĚ.

JE NEPŘÍPUSTNÉ PONECHAT UVNITŘ TRUBKY VZDUCH S VLHKOSTÍ NEBO ZBYTKY LÉKŮ.



5.3. DEZINFEKCE

Po každém použití je třeba díly dezinfikovat. V případě závažného znečištění je třeba díly co nejdříve vyměnit. Existují dvě metody dezinfekce:

1. Dezinfekce komerčně dostupným dezinfekčním prostředkem. Postupujte podle

pokynů výrobce dezinfekčního prostředku.

- Doba koupele v dezinfekčním prostředku by měla odpovídat návodu k použití. Opláchněte čistou teplou vodou a nechte uschnout na čistém místě.

PO VYJMUTÍ CELÉHO NEBULIZAČNÍ SESTAVY Z DEZINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU V SOULADU S POKYNY NA OBALU ŘÁDNĚ OPLÁCHNĚTE SOUČÁSTI SESTAVY ČISTOU VODOU. DÁVEJTE POZOR, ABY NA NICH NEZŮSTALY ZBYTKY DEZINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU, PROTOŽE JEHO VDECHNUTÍ MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ NÁSLEDKY.

POKUD SE POUŽÍVAJÍ BAREVNÉ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY (NAPŘ. CHLOROHEXIDIN), MŮŽE PO DELŠÍM POUŽÍVÁNÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ BARVY DÍLŮ. TO NEMÁ VLIV NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. POKUD JE ZMĚNA BARVY VÝRAZNÁ, JE TŘEBA ZAKOUPIT SAMOSTATNĚ PRODÁVANÉ SOUČÁSTI PRO VÝMĚNU.








2. Do nádoby nalijte přiměřené množství vody, vložte části, které lze sterilizovat varem, zahřejte na bod varu a nechte stát

15 - 20 minut. Po sterilizaci varem součásti opatrně vyjměte, oklepejte z nich přebytečnou vodu a nechte je na čistém místě uschnout.



NEDEZINFIKUJTE VZDUCHOVOU TRUBKU, MASKU, FILTR, KRYT FILTRU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ VE VROUČÍ VODĚ ANI NEPOUŽÍVEJTE VROUČÍ VODU K MYTÍ, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K TEPELNÉ DEFORMACI. BĚHEM DEZINFEKCE BY MĚLA BÝT NÁDOBKA NA LÉKY PRÁZDNÁ. V PŘÍPADĚ STERILIZACE VAREM JE TŘEBA DBÁT NA TO, ABY V NÁDOBĚ BYLA NEUSTÁLE VODA.

Způsob dezinfekce vyberte z metod uvedených v tabulce níže:



NÁZEV SOUČÁSTI	MATERIÁL	STERILIZACE VAREM	INGREDIENCE: ALKOHOOL	
			HLAVNÍ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK: ETANOL	
NÁUSTEK		PP	O	O
MASKA		PVC	X	O
SADA NEBULIZÁTORU		PP	O	O
VZDUCHOVÁ TRUBKA		PVC	X	X
FILTR		PET	X	X

6. VÝMĚNA FILTRU

Filtr by se měl obvykle měnit každé tři měsíce. Pokud vzduchový filtr měnil



barvu, měl by být vyměněn za nový. Pokud se lék vylije na vzduchový filtr, filtr ihned vyměňte .

- 1 Stáhněte kryt filtru a vyjměte filtr zabudovaný v zadní části kompresoru.



- 2 Výměna filtru:
Odstraňte starý filtr pomocí párátkka nebo jiného přípravku, pak vložte nový filtr.

- 3 Připevněte kryt filtru.



PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE ZKONTROLUJTE, ZDA JE FILTR SPRÁVNĚ NAINSTALOVÁN. POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ FILTR. POKUD NENÍ FILTR NAINSTALOVÁN, SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE. FILTR SE NESMÍ PRÁT ANI ČISTIT. VLHKÉ VZDUCHOVÉ FILTRY MOHOU ZPŮSOBIT UCPÁNÍ POTRUBÍ. POKUD SE NA VZDUCHOVÝ FILTR VYLIJE VODA NEBO LÉKY, OKAMŽITĚ JEJ VYMĚŇTE.





FILTR NEMÁ RUBOVOU ANI LÍCOVOU STRANU. PŘED INSTALACÍ FILTRU ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ ZNEČIŠTĚNÝ NEBO POTŘÍSNĚNÝ. ABY SE ZABRÁNILO UCPÁNÍ VEDENÍ, MĚL BY SE KRYT FILTRU PRAVIDELNĚ OMÝVAT VODOU (NE VAREM) NEBO JINÝM PROSTŘEDKEM. PŘED SPRÁVNOU INSTALACÍ POČKEJTE, AŽ UMYTÝ KRYT USCHNE.

7. ÚDRŽBA



CHRAŇTE HLAVNÍ JEDNOTKU, SADU NEBULIZÁTORU A NAPÁJECÍ JEDNOTKU PŘED PÁDY Z VÝŠKY A SILNÝMI NÁRAZY.

SE VZDUCHOVOU TRUBKOU A SOUPRAVOU NEBULIZÁTORU MANIPULUJTE OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K DEFORMACI DÍLŮ.

NEPROPICHUJTE SOUPRAVU NEBULIZÁTORU JEHLAMI NEBO OSTRÝMI PŘEDMĚTY.

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ NENÍ MOŽNÝ.









NEROZEBÍREJTE HLAVNÍ JEDNOTKU NEBO NAPÁJECÍ ZDROJ A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY SAMI.

NEPOUŽÍVEJTE ANI NESKLADUJTE SPOTŘEBIČ V KOUPELNĚ NEBO NA JINÉM MÍSTĚ, KDE BY BYL VYSTAVEN VLHKOSTI. CHRAŇTE HLAVNÍ JEDNOTKU A OSTATNÍ SOUČÁSTI PŘED EXTRÉMNĚ VYSOKÝMI NEBO NÍZKÝMI TEPLOTAMI A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN, ROZPOUŠTĚDLA APOD. PRO ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉ TRUBKY.

VÝROBEK BY MĚL BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH DĚTÍ KVŮLI MALÝM ČÁSTEM, KTERÉ MOHOU SPOLKNOUT.

PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY ODPOJTE NAPÁJENÍ.

8. SYMBOLY TYKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A JEJICH VÝZNAM V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ

SYMBOL	VÝZNAM	SYMBOL	Význam
	Zařízení třídy II		Aplikace typu B
	Vypnutí (napájení)		Zapnutí (napájení)
	Křehké předměty		Horní část
	POZOR! Postupujte podle pokynů		Chraňte před deštěm

9. IDENTIFIKACE, ANALÝZA A ODSTRANĚNÍ TYPICKÝCH ZÁVAD

Č.	PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
1	Zařízení pracuje neobvyklé hlučně.	Nesprávně nasazený kryt filtru	Nasadte kryt vzduchového filtru.
2	Hlavní jednotka nepracuje	Žádné napájení.	Napájecí adaptér správně zasuněte do elektrické zásuvky. Zapněte zařízení.
3	Žádná nebulizace navzdory fungující základní jednotce.	Sada nabilizátoru byla při dezinfekci deformována.	Vyměňte sadu nebulizátoru nebo vzduchovou trubku.
		Sada nebulizátoru nebo vzduchová trubka je ucpaná nebo deformovaná.	
		Dochází léky.	Nalijte příslušné množství předepsaného léku do kelímku na léky.
4	Ve vzduchovém kanálu jsou kapky vody.	Bylo přidáno příliš velké množství léčiva nebo vzduchová trubka nebyla po promytí vysušena.	Po připojení vzduchové trubky k hlavní jednotce odstraňte vodu z trubky tak, že několikrát prstem zacpete její vývod.
		Během nebulizace dochází ke kondenzaci uvnitř vzduchové trubky.	
V případě dalších dotazů se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce. Můžete také požádat o pomoc odborníky na údržbu zařízení.			

9. POZNÁMKY

9.1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

1. Zkontrolujte hlavní jednotku a součásti zařízení, zda jsou funkční. Určete zejména, zda:
 - výstup a vzduchová trubka nejsou poškozeny;
 - výstup a vzduchová trubka nejsou zablokovány;
 - hlavní jednotka a sada inhalátoru mohou správně fungovat.
2. Během používání se nelze vyhnout určitému hluku a vibračním způsobeným čerpadlem kompresoru. Hluk způsobují také emise stlačeného vzduchu ze sady inhalátoru. Jedná se o normální jev, který není způsoben poruchou zařízení. Nemá vliv na životnost výrobku.
3. Během používání se může hlavní jednotka zahřát.
4. Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Nesmí se používat k žádnému jinému účelu.
5. Přístroj nepoužívejte při teplotách vyšších než +40 °C.
6. Jedno ošetření přístrojem by nemělo trvat déle než 20 minut a dalšímu použití musí předcházet 40-minutová přestávka.
7. Po použití přístroj zcela odpojte od zdroje napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.
8. Chraňte zásuvku na spodní straně hlavní jednotky a připojovací část napájecí jednotky před vodou a nečistotami. Pokud dojde ke kontaminaci, okamžitě ji otřete gázou nebo vatovým tamponem.
9. Doba bezpečného používání: 3 roky (s výjimkou opotřebitelných dílů)
10. Doporučení a upozornění uvedená v této příručce mají zajistit správné a bezpečné používání výrobku a zabránit zranění uživatele nebo třetích osob a škodám na majetku.



V PŘÍPADĚ PACIENTŮ V KÓMATU NEBO PACIENTŮ, KTEŘÍ SLINTAJÍ, DODRŽUJTE POKYNY LÉKAŘE NEBO POVĚŘENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA OHLEDNĚ DRUHU, DÁVKY A REŽIMU LÉČIVA. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PO ZAKOUPENÍ SADU NEBULIZÁTORU, MASKU NEBO NÁUSTEK VYČISTĚTE A VYDEZINFIKUJTE. POKUD VÝROBEK NEBYL DELŠÍ DOBU POUŽÍVÁN, VYČISTĚTE A VYDEZINFIKUJTE PŘED POUŽITÍM SADU NEBULIZÁTORU, MASKU A NÁUSTEK. POKUD PŘÍPRAVEK POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ OSOBY, VYMĚŇTE VŽDY SADU NEBULIZÁTORU KE KAŽDÉMU POUŽITÍ (NEZAPOMEŇTE VYMĚNIT SADU NEBULIZÁTORU A NÁUSTEK NEBO MASKU). V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT K INFEKCI. K SUŠENÍ HLAVNÍ JEDNOTKY NEBO JEJÍ ČÁSTÍ NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU, SUŠIČKU NÁDOBÍ ANI FÉN. NEVKLÁDEJTE DO HLAVNÍ JEDNOTKY PRSTY ANI ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY. NEPOUŽÍVEJTE VODU V NEBULIZÁTORU PRO INHALAČNÍ ÚČELY. DOPORUČUJE SE POUŽÍVAT SADU NEBULIZÁTORU, VZDUCHOVÉ TRUBKY A FILTRY OD SPOLEČNOSTI YUWELL. POŠKOZENÉ SOUČÁSTI, NÁUSTEK, MASKA A VZDUCHOVÁ TRUBKA SE NESMÍ POUŽÍVAT. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ NEZAKRÝVEJTE HLAVNÍ JEDNOTKU A NAPÁJECÍ ZDROJ DEKOU, RUČNÍKEM APOD. PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE - KROMĚ ODPOJENÍ ZE ZÁSUVKY A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH OPERACÍ - SE NEDOTÝKEJTE HLAVNÍ JEDNOTKY ANI NAPÁJECÍHO ZDROJE. ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO VÝLUČNOU OSOBNÍ POTŘEBU. NEPOUŽÍVEJTE ANI NESKLADUJTE VÝROBEK NA MÍSTECH, KDE MŮŽE BÝT VYSTAVENO PŮSOBENÍ TOXICKÝCH NEBO UNIKAJÍCÍCH PLYNŮ. NEPOUŽÍVEJTE MOBILNÍ TELEFON V BLÍZKOSTI VÝROBKU. NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK V PŘÍTOMNOSTI HOŘLAVÉHO PLYNU. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE DĚTI MUSÍ BÝT POD PŘÍSNÝM DOHLEDEM.

9.2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



PŘED POUŽITÍM ADAPTÉRU STŘÍDAVÉHO PROUDU JEJ OTŘETE OD PRACHU.

NEPOUŽÍVEJTE JINÉ, NESCHVÁLENÉ ZDROJE NAPÁJENÍ. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD JE POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKA. NEOMOTÁVEJTE NAPÁJECÍ KABEL KOLEM HLAVNÍ JEDNOTKY NEBO ADAPTÉRU.

POKUD ZAŘÍZENÍ DELŠÍ DOBU NEPOUŽÍVÁTE, VYTÁHNĚTE ADAPTÉR ZE ZÁSUVKY.

PO POUŽITÍ ODPOJTE ADAPTÉR OD HLAVNÍ JEDNOTKY.

V PŘÍPADĚ VÝPADKU NAPÁJENÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ JEJ OKAMŽITĚ VYPNĚTE VYPÍNAČEM A ODPOJTE ADAPTÉR.

PO POUŽITÍ A PŘED ČIŠTĚNÍM ODPOJTE ADAPTÉR.

KOMPRESOR A NAPÁJECÍ JEDNOTKU NEPOLÉVEJTE VODOU ANI JINÝMI KAPALINAMI. TYTO DÍLY NEJSOU VODOTĚSNÉ. POKUD SE NA TYTO ČÁSTI VYLIJE KAPALINA, OKAMŽITĚ ODPOJTE ADAPTÉR A KAPALINU SETŘETE GÁZOU NEBO JINÝM MĚKKÝM SAVÝM MATERIÁLEM.

10. PODMÍNKY PRODEJE A DALŠÍ USTANOVENÍ

10.1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi. Doklad o nákupu (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

10.2. SEZNAM SOUČÁSTI

- | | |
|---|--|
| 1. Hlavní jednotka 1 ks | |
| 2. Sada nebulizátorů 1 ks | |
| 3. Náustek 1 ks | |
| 4. Vzduchová trubka 1 ks | |
| 5. Masky (příslušenství pro testování) 2 ks (jedna pro dospělého a jedna pro dítě) | |
| | 6. Napájecí adaptér síťový 1 ks |
| | 7. Sada filtrů 1 ks |
| | 8. Návod k obsluze 1 ks |
| | 9. Záruční list 1 ks |

Ohledně požadavků na díly a příslušenství se obraťte na svého dodavatele.

10.3. DOPORUCENÍ TYKAJÍCÍ SE POUŽITÍ V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ

Platí pro použití v následujících situacích, včetně nemocnic, domovů pro seniory a ubytoven

a dalších konstrukcí připojených k elektrické síti nízkého napětí.

10.4. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A ZBYTKŮ

Zpracování vyřazené hlavní jednotky, příslušenství a dalších výrobků by mělo být provedeno v souladu s předpisy vydanými místními orgány.

Informace:

- | | |
|--|--|
| 1. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození a poruchy zařízení způsobené nesprávným používáním | nebo nedodržování předpisů. |
| | 2. Hlavní jednotka nemusí fungovat, pokud podmínky z hlediska teploty, napětí a vlastností výrobku neodpovídají stanoveným ukazatelům. |
| | 3. Účinek přípravku se může lišit v závislosti na vlastnostech daného léčiva (suspenze nebo vysoce viskózní kapalina). |



JIANGSU YUYUE MEDICAL
EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.
Yunyang Industrial Park 2120300
DanYang, Jiangsu PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding
Corporation GmbH
Eiffestraße 80
20537 Hamburg, Německo



CE
0123

DOVOZCE:

Timago International Group ul.
Spółka z o.o. i Spółka komandytowa
Karpacza 24/12,
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 (33) 499 50 00
F.: +48 (33) 499 50 11
E.: info@timago.com